



## Máquina de Atwood com sensor, para interface

EQ812B

### Função

Destinado ao estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física sobre: movimento em uma dimensão, cinemática escalar, velocidade, aceleração, MRUV, polia, momento de inércia, etc.

Obs: Necessita ser conectado a uma interface.

### Áreas de Conhecimento

Física

### Nível de Ensino

Graduação - Ensino Técnico

### Principais Experimentos

A aceleração em um MRUV, desprezando o momento de inércia da polia. - 1032.014\_B5

A aceleração em um MRUV, considerando o momento de inércia da polia. - 1032.014\_B6

